

腰・肩・膝などの慢性疼痛にお困りの方に



慢性疼痛へ新しいアプローチ!

SD
SERIES
運動療法機器 SDシリーズ

SynchroWave
シンクロウェイヴ SD-100W

下肢からの刺激により三次元的な脊柱の動きを誘発し、体幹のみならず上下肢関節周囲の筋緊張を連鎖的に解放させます。



体験① 筋出力の変化

シンクロウェイヴ
体験前に握力測定

シンクロウェイヴ試乗

体験後に握力測定
数値で変化を体感



16.6kg



???kg

※筋出力の向上には、個人差があります。
ショールームやデモで是非ご体感ください

体験② 柔軟性の変化

シンクロウェイヴ体験前に
FFD測定

シンクロウェイヴ試乗

体験後にFFD測定
数値で変化を体感



2.4cm



???cm

※柔軟性の向上には、個人差があります。
ショールームやデモで是非ご体感ください

SDシリーズによる脊柱弯曲機能改善の運動療法を1ヶ月間続けることにより、握力、立位体前屈指床間距離(FFD)が改善するという結果が得られています。これは、この運動療法により脊柱本来の機能を取り戻し、筋出力UP・柔軟性UPをもたらすことを示しています。

5分間で「柔軟性を評価(スキャンモード)」出来ます!

SD 機器で
「脊柱弯曲運動の
正常化を図る」



背骨の並びが変化

重心の位置が変化

手足の筋のハリを変えて、重心の位置を正しくする

手足の筋のハリにより、関節のかみ合わせが悪くなる

かみ合わせの悪くなった関節に痛みが出現